

オーシャン옵ティクスの JAZ-EL350/EL250 ポータブルファイバマルチチャンネル分光器は、8 時間寿命のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。またオンボード有機 EL ディスプレイおよび SD カードスロットも搭載し、PC を必要とせず、容易にフィールドでの使用が可能です。

本モデルは、分光器のグレーティング、スリット、組み込みバッテリーなど仕様が固定のモデルです。

jaz Preconfigured Systems



JAZ-EL350 構成

- ◆ Jaz ポータブルファイバマルチチャンネル分光器
- ◆ 波長範囲 : 350 - 1000nm
- ◆ 400 nm ブレーズグレーティング
- ◆ INTSMA-25 : 25 μ m スリット
- ◆ L2 ディテクタ集光レンズ
- ◆ JAZ-B バッテリモジュール
- ◆ OPwave+ or SpectraSuite ソフトウェア
(PC 接続で使用時)

JAZ-EL200 構成

- ◆ Jaz ポータブルファイバマルチチャンネル分光器
- ◆ 波長範囲 : 200 - 850 nm
- ◆ 300 nm ブレーズグレーティング
- ◆ INTSMA-25 : 25 μ m スリット
- ◆ L2 ディテクタ集光レンズ
- ◆ JAZ-B バッテリモジュール
- ◆ OPwave+ or SpectraSuite ソフトウェア
(PC 接続で使用時)

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。