



### G-MOUNT-MIC SMAコネクタ接続用 C マウントアダプタ

G-MOUNT-MIC は、調節可能なフォーカシングバレルを持ち、光ファイバを取り付けるための SMA905 コネクタ（メス）が設置されています。  
C マウントネジは、顕微鏡や望遠鏡のような光学システムと接続することができます。

\* 顕微鏡に接続する側の C マウントネジは、オスねじです。



### MFA-PT F 鏡筒顕微鏡用アダプタ

MFA-PT は、F 鏡筒の差込口に適応し、SMA905 コネクタファイバを接続できます。

### INLINE-TTL-S インライン TTL シャッタ

INLINE-TTL-S は、2 本のファイバ間に設置し TTL 信号によって駆動する、電子制御 TTL シャッタです。（最大 5Hz）



### FOS-2x2-TTL インラインデュアルスイッチ

FOS-2x2-TTL は、簡単にリファレンス光とサンプルからの光の測定を行うために 2 本の平行した光ファイバラインを切替えます。

FOS-2x2-TTL は、1 台の光源で機能し、2 つ目の分光器チャンネルの要求をなくします。2 分岐ファイバでご使用可能です。

### GER-KIT Gershun チューブキット

GER-KIT は、SMA905 コネクタファイバまたは分光器への入射角度を制限します。付属する口径によって、1°、2°、3°、6°、8°、10°、14°、16°、20°、28° の視野角を供給します。



### FOT-SMAWRENCH ファイバレンチ

FOT-SMAWRENCH は、ラボラトリグレード光ファイバに使用されている SMA905 コネクタの六角ナットを着脱するためのレンチです。

### FIBER-WRAP ファイバラップ

FIBER-WRAP は、光ファイバを束ね、保護するために使用する、耐久性の高い保護用スパイラルラップです。色は、蛍光色の赤、黄色、緑で、それぞれ 2 フィートでのご提供となります。



製品の仕様は予告なく変更される場合があります。



オーシャンフォトニクス株式会社 営業部

\$), z##(\$ ~ 8z&#z\$) ~ \$ ~, 9

TEL ; 03-6278-9470 FAX ; 03-6278-9480

URL ; <http://www.oceanoptics.co.jp> E-MAIL; sales@oceanoptics.co.jp