

## USB-ISS-VIS

ダイレクトアタッチキューベットホルダ付紫 LED ハロゲン光源

オーシャン옵ティクス社のダイレクトアタッチキューベットホルダ付紫 LED ハロゲン光源 USB-ISS-VIS は、1 cm 角のキューベットを設置できるダイレクトアタッチキューベットホルダと紫 LED ハロゲン組合せ光源（390 - 2000 nm）によって構成されています。分光器 USB4000 / USB2000+分光器とダイレクトに接続して透過率、吸光度等の測定に使用可能な光源です。

本光源は、PC に接続された分光器から電源を供給し、ソフトウェア上で電源の ON / OFF が可能です。

\* USB4000 分光器は付属しません。



### 仕 様

波長範囲	390 - 2000 nm
寸法	40.7 x 88.8 x 34.1 mm
重量	130 g
消費電力	0.8 W
光路長	1 cm
キューベット形状	四角
光源	紫 LED とハロゲン
パルプ寿命	45,000 時間(紫 LED)、2,000 時間(ハロゲン)
ウォームアップ時間	～ 5 分
対応分光器	USB4000 / USB2000+
光軸の高さ	15 mm

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。